

Instructions for Use

REF

281020502	Tubetto metallico da 56,7 g (2 oz.) con tappo a vite
281020512	Tubetto da 56,7 g (2 oz.) con tappo a scatto
281020536	Tubetto metallico da 120,49 g (4,25 oz.) con tappo a vite
281020537	Tubetto da 120,49 g (4,25 oz.) con tappo a scatto
281020543	Bustina foilpac® da 3 g
281020545	Bustina foilpac® da 5 g
281020555	Tubetto metallico da 5 g con punta strappabile
281020557-288	Bustina foilpac® da 31 g (1,1 oz.)

DESCRIZIONE

Il lubrificante chirurgico sterile Surgilube® può essere usato ove sia indicato un gel lubrificante sterile, solubile in acqua e che non macchia. Surgilube non ha influenza su strumenti chirurgici, gomma o materie plastiche.

INDICAZIONI PER L'USO

Il lubrificante chirurgico sterile Surgilube è destinato a facilitare l'inserimento di un dispositivo diagnostico o terapeutico in un orifizio del corpo riducendo l'attrito tra il dispositivo e detto orifizio. Surgilube può essere usato in procedure ginecologiche, urologiche e chirurgiche generali, tra cui pap test, esami ginecologici, colonscopie, introduzione di tubo endotracheale, applicazione di enteroclisma, e litotrissia.

CONTROINDICAZIONI

Sensibilità agli ingredienti.

AVVERTENZE

- Il riutilizzo di prodotti monouso può comportare il rischio per il paziente di contaminazione incrociata, infezione o reazione avversa
- Consultare il medico o seguire le procedure istituzionali per i requisiti relativi all'uso di prodotti sterili per la procedura che viene effettuata
- Da non usare su occhi e orecchie.
- Contiene clorexidina gluconato. Se si verifica un'irritazione, interrompere l'uso e consultare un medico. **AVVISO:** Qualsiasi incidente grave che si sia verificato in relazione a questo presidio andrà segnalato a HR HealthCare.

PRECAUZIONI

- Non utilizzare se il prodotto è aperto, danneggiato, o se ha superato la data di scadenza.
- Non utilizzare se il sigillo sotto il tappo è rotto o mancante (RIF nn. 281020502, 281020512, 281020536, 281020537).
- L'uso di un gel lubrificante per uno scopo diverso da quello per il quale è stato concepito può comportare rischi per il paziente o dare come risultato prestazioni inadeguate.

ISTRUZIONI DETTAGLIATE

- 1. Tubetti di laminato con tappo a scatto (RIF nn. 281020512 e 281020537)**
 - a. Sanitizzare la punta e il tappo del tubetto prima dell'apertura.
 - b. Rimuovere il tappo, togliere il sigillo metallico e riposizionare il tappo prima dell'uso.
 - c. Applicare la quantità necessaria per completare la procedura e per fornire una lubrificazione adeguata direttamente sul paziente o sullo strumento.
- 2. Tubetti di metallo (RIF nn. 281020502 e 281020536)**
 - a. Sanitizzare la punta e il tappo del tubetto prima dell'apertura.
 - b. Perforare il sigillo metallico con il tappo del tubetto.
 - c. Applicare la quantità necessaria per completare la procedura e per fornire una lubrificazione adeguata direttamente sul paziente o sullo strumento.

- 3. Tubetto di metallo monouso (RIF n. 281020555)**
 - a. Sanitizzare la punta del tubetto prima dell'apertura.
 - b. Rompere a forza la punta del tubetto.
 - c. Applicare la quantità necessaria per completare la procedura e per fornire una lubrificazione adeguata direttamente sul paziente o sullo strumento.
- 4. foilpac (RIF nn. 281020543, 281020545 e 281020557)**
 - a. Aprire il foilpac in corrispondenza della perforazione a strappo di invito.
 - b. Applicare la quantità necessaria per completare la procedura e per fornire una lubrificazione adeguata direttamente sul paziente o sullo strumento.
 - c. Gettare la confezione dopo l'uso.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente (15° - 30° C).



HR HealthCare
2600 Eastern Blvd., Suite 201
York, PA 17402 Stati Uniti d'America
877-302-1110
hrhealthcare.com



hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, Surgilube e foilpac sono marchi o marchi registrati di HR HealthCare.
©2015, 2024 HR HealthCare. Tutti i diritti riservati.

LBL-0014-IT Rev. 2 (01/2024)